

Zirkonzahn®



FÉRULA ANTIRRONQUIDOS

Temp Premium Flexible Transpa

ELABORACIÓN DE UNA FÉRULA ANTIRRONQUIDOS EN RESINA TEMP PREMIUM FLEXIBLE TRANSPA

Situación inicial: Trastorno del ronquido causado por la retrusión de la arcada inferior y la obstrucción de las vías respiratorias

- Fases de elaboración:*
- Registro digital del paciente mediante el PlaneSystem®, escáner facial 3D Face Hunter y escáner intraoral Detection Eye
 - Creación del caso en el software Zirkonzahn.Archiv
 - Registro digital y aumento oclusal con el Zirkonzahn.Modifier
 - Descarga de todas las retenciones y definición de la dirección de inserción
 - Después seleccionar la función Snoring se ajusta el margen superior e inferior de la férula
 - Generación de un plano digital para separar la férula superior e inferior
 - Carga de los ataches en función de la distancia entre el primer molar de la arcada inferior y el canino de la arcada superior. Inserción ligera del aditamento en la férula para dejar espacio suficiente a los conectores
 - Creación de un espacio de respiración entre los incisivos superiores e inferiores; la porción de espacio se calcula y genera digitalmente
 - Fresado de la férula superior e inferior en resina Temp Premium Flexible Transpa
 - Entrega de la férula antirronquidos al dentista para la prueba en la boca del paciente
 - La férula permite un ligero desplazamiento de la arcada inferior hacia delante, lo cual mejora considerablemente la respiración y por lo tanto, el descanso del paciente



NUEVO MÉTODO TERAPÉUTICO GRACIAS AL FLUJO DE TRABAJO DIGITAL DE ZIRKONZAHN

TPD Romina Töchterle – Zirkonzahn Education Center Brunico, Sudirol, Italia

TPD Rudolf Brugger – Zirkonzahn Education Center Brunico Sudirol, Italia





TEMP PREMIUM FLEXIBLE

- Resina flexible con propiedades mejoradas y alta densidad superficial
- Concentración mínima de monómeros residuales
- Pulido al alto brillo mediante la aplicación de Polibond
- Disponible en tonos:
 - Transpa: resina transparente para la elaboración de férulas
 - A1-B1, A2-B2, A3-B3: para la realización de provisionales y restauraciones de larga duración, desde coronas individuales hasta puentes de varias unidades
 - Bleach: resina blanca, especialmente elástica y de color claro para la fabricación de coronas unitarias y puentes



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

¡NUEVO! 1 ÓRBITA – 4 DIÁMETROS (95, 98, 106 Y 125 mm)

PARA LA LÍNEA DE FRESADORAS CONFORT M2, LA FRESADORA M4 WET HEAVY METAL Y LA NUEVA FRESADORA M6 TELESKOPER BLANK CHANGER



VIDEO
LÍNEA DE
FRESADORAS
CONFORT M2



WEAB2701ES=