



Keramik Transpa 1

*Inhalt: 20 g
Sehr hohe Transparenz*

*Artikelnummer:
KEAA2101*



Keramik M2

*Inhalt: 20 g
Mamelon Masse,
dunkel*


*Artikelnummer:
KEAA3801*



Keramik Transpa 2

*Inhalt: 20 g
Leichte Transparenz*

*Artikelnummer:
KEAA2201*



Keramik Tissue

*Inhalt: 20 g
Zahnfleischfarbenes
Dentin*

*Artikelnummer:
KEAA2001*



Keramik Transpa 3

*Inhalt: 20 g
Leicht Milchig*

*Artikelnummer:
KEAA2301*



Keramik Low Fuser

*Inhalt: 20 g
Niederschmelzende,
transparente Keramik*

*Artikelnummer:
KEAA3601*



Keramik Transpa 4

*Inhalt: 20 g
Milchig*


*Artikelnummer:
KEAA2401*



Keramik Dentin Opaker

*Inhalt: 20 g
Stark fluoreszierendes
Dentin*

*Artikelnummer:
KEAA1901*



Keramik Repair 1

*Inhalt: 20 g
Zur Reparatur von Löchern
und Stufenverlängerungen
(Farbe hell)*


*Artikelnummer:
KEAA3901*



Keramik Transpa Neutral

*Inhalt: 20 g
Neutrale Transpa-
masse*

*Artikelnummer:
KEAA3001*



Keramik Repair 2

*Inhalt: 20 g
Zur Reparatur von Löchern
und Stufenverlängerungen
(Farbe dunkel)*

*Artikelnummer:
KEAA4001*



Keramik Dentin Yellow

*Inhalt: 20 g
Gelbliches Dentin*

*Artikelnummer:
KEAA2901*



Keramik Dentin Orange

*Inhalt: 20 g
Orangefarbenes Dentin,
für den zervialen und
okklusalen Bereich*

*Artikelnummer:
KEAA2801*



Keramik M1

*Inhalt: 20 g
Mamelon Masse, hell*


*Artikelnummer:
KEAA3701*



Keramik Dentin A3

Inhalt: 20 g

Artikelnummer:
KEAA0301



1° Brand




Keramik Dentin Orange

Inhalt: 20 g

Orangefarbenes Dentin,
für den zervialen und
okklusalen Bereich

Artikelnummer:
KEAA2801



1° Brand




Keramik Enamel S3

Inhalt: 20 g

Für Zahnfarben A3, A3,5,
B3, C3, D2

Artikelnummer:
KEAA3401



1° Brand



Keramik Transpa 3

Inhalt: 20 g
Milchig

Artikelnummer:
KEAA2301



1° Brand



Ergebnis nach der
Keramikschichtung



Keramik Dentin A3

Inhalt: 20 g

Artikelnummer:
KEAA0301



1° Brand



Keramik Enamel S3

Inhalt: 20 g

Für Zahnfarben A3, A3,5,
B3, C3, D2

Artikelnummer:
KEAA3401



1° Brand



Keramik Transpa 3

Inhalt: 20 g

Leicht Milchig










Artikelnummer:
KEAA2301



1° Brand



Ergebnis nach der
Keramiksichtung

	<p>Keramik Dentin Orange <i>Inhalt: 20 g Orangefarbenes Dentin, für den zervialen und okklusalen Bereich</i> <i>Artikelnummer: KEAA2801</i></p>		<p>2° Brand</p>
	<p>Keramik Transpa Grey <i>Inhalt: 20 g Leicht grünliche Transpa- masse</i> <i>Artikelnummer: KEAA2601</i></p>		<p>2° Brand</p>
	<p>Keramik Transpa Blue <i>Inhalt: 20 g Leicht bläuliche Transpa- masse</i> <i>Artikelnummer: KEAA2701</i></p>		<p>2° Brand</p>
	<p>Keramik Transpa 3 <i>Inhalt: 20 g Leicht Milchig</i> <i>Artikelnummer: KEAA2301</i></p>		<p>2° Brand</p>
			<p>Ergebnis nach der Keramiksichtung</p>