


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% PRETTAU® ZIRKON - MADE BY CAD/CAM

„Mit Fleiß zur Perfektion“ Enrico Steger



Zirkonzahn World Wide



Zirkonzahn Deutschland



Zirkonzahn USA




Zirkonzahn Mexiko

Prettau® Zirkon

Um die Funktionalität dieser Konstruktionsarten unter Beweis zu stellen, fertigen wir gemeinsam mit Dr. Fernando Rojas-Vizcaya aus Spanien jeden Monat einige Arbeiten dieser Art. Okklusal verschraubte Prettau-Brücken haben den Vorteil, dass sie leicht zu fertigen sind und gleichzeitig sehr stabile Eigenschaften haben.

Mit einer Wachsauflage und Doppelscan ist die Konstruktion innerhalb kürzester Zeit realisiert. Das System bildet die okklusalen Schraubenzugänge automatisch aus. Es wurde der bukkale Teil der Frontzähne verblendet, das gibt im sichtbaren Bereich eine sehr hohe Ästhetik und im Seitenzahnbereich hohe Stabilität.



Die Prettau® Bridge

Dr. Fernando Rojas-Vizcaya, Spanien

Georg Walcher – Zirkonzahn Education Center



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5329=

Gefräst mit CAD/CAM System 5-TEC