

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



100% PRETTAU® ZIRKON - MADE BY CAD/CAM

„Mit Fleiß zur Perfektion“ Enrico Steger


Vortragstermine
ENRICO STEGER

.....
www.zirkonzahn.com

Verschraubte Prettau® Brücke auf verklebten Titanbasen

Acht Monate nach Sofortversorgung mit einem Provisorium, wurde mit der finalen Umsetzung der Restauration in Prettau® Zirkon auf 6 Titanbasen begonnen.

Nach Überprüfung der Okklusion und Ästhetik wurde hierfür das Provisorium als Referenz eingescannt. Im Rahmen der Modellation wurden die Gingiva-Bereiche reduziert. Die fertig modellierte Restauration wurde mit dem Fräsgerät M5 in Prettau® Zirkon gefräst und manuell auf die Bemalung mit Colour Liquid Prettau® Aquarell vorbereitet. Durch die ideale Insertion der Implantate konnte ein schmaler, prothetischer Korridor mit einer ebenen polierten Auflagefläche erzielt werden. So war es möglich, den Patienten mit einer hochästhetischen, stabilen und hygienischen Zirkonrestauration mit hohem Tragekomfort zu versorgen.



Die Prettau® Bridge

Dr. Jacques Cabon und Dr. Catherine Quelfennec – Brest (Frankreich)

Jean-Pierre Le Vot (ZTM) – Brest (Frankreich)



Zirkonzahn®



Gefräst mit dem CAD/CAM System 5-TEC

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5353=

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 28.02.2014