

FÜR KUNDEN, DIE DU SCHÄTZT.

PRETTAU®

DAS TEUERSTE

PRETTAU® ZIRKON MIT STOLZ GEFERTIGT!

Ohne Zirkon gäbe es Zirkonzahn nicht. Zutiefst überzeugt von den Grundeigenschaften dieses Werkstoffs beschloss ich das Beste aus dem Material für uns Zahntechniker herauszuholen. Viel mehr als anfangs gedacht, war dafür nötig: Qualitätsrohstoffe, teure Herstellungs- und Reinigungsverfahren, Farbkonzepte, Bearbeitungswerkzeuge, erst manuelle und nun digitale Frässtrategien, Sinteröfen und immer neue Lösungswege. Aber wir haben nicht aufgegeben, alles bis ins kleinste Detail studiert und Puzzleteil für Puzzleteil für unser Prettau® Zirkon zusammengesetzt. Prettau®: Ein Name, tief verbunden mit meiner Südtiroler Heimat, Verpflichtung und Versprechen zugleich. Nun gehen wir unseren Prettau® Weg konsequent weiter in Richtung monolithischer Gestaltung. Zirkon ist und bleibt unsere Leidenschaft – und unser Stolz.

*Verlass Dich drauf!
Enrico Steger*

Dispersive®: Diese Zirkone werden von uns bereits während des Herstellungsprozesses durch eine spezielle feingliedrige, also disperse, Farbzuführung mit einem sanft fließendem Farbbild versehen. Nach dem Dichtsintern entsteht somit ein stufenloser, natürlicher Farbverlauf, der auf Wunsch manuell akzentuiert werden kann.



PRETTAU®

Transluzenz
★★★★☆

Biegefestigkeit
★★★★★
(für zirkuläre Brücken)

Ohne Farbverlauf
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids



Sintertemperatur
1600 °C

Monolithische Gestaltung im Seitenzahnbereich
möglich



PRETTAU®
2

Transluzenz
★★★★☆

Biegefestigkeit
★★★★★
(für zirkuläre Brücken)

Ohne Farbverlauf
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids



Sintertemperatur
1600 °C

Monolithische Gestaltung im Front- und
Seitenzahnbereich möglich



PRETTAU®
2
DISPERSIVE®

Transluzenz
★★★★☆☆

Biegefestigkeit
★★★★★★
(für zirkuläre Brücken)

Mit natürlichem Farbverlauf
Optional: Akzentuierung mit Colour Liquids Intensiv



Sintertemperatur
1600 °C

Monolithische Gestaltung im Front- und
Seitenzahnbereich möglich



PRETTAU®
4
ANTERIOR®

Transluzenz
★★★★★★

Biegefestigkeit
★★★★☆☆
(für dreigliedrige Brücken)

Ohne Farbverlauf
Individuelle Bemalung mit Colour Liquids



Sintertemperatur
1500 °C

Monolithische Gestaltung im Front- und
Seitenzahnbereich möglich



PRETTAU®
4
ANTERIOR® DISPERSIVE®

Transluzenz
★★★★★★

Biegefestigkeit
★★★★☆☆
(für dreigliedrige Brücken)

Mit natürlichem Farbverlauf
Optional: Akzentuierung mit Colour Liquids Intensiv



Sintertemperatur
1500 °C

Monolithische Gestaltung im Front- und
Seitenzahnbereich möglich

Zirkonzahn®



PRETTAU® 2 DISPERSIVE® MONOLITHISCH GEFERTIGT (13-23)

ZT Samuele Zanini – Zirkonzahn Education Center Bruneck

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen. Version: 14.12.2018



WEAB5367DE

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com