

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



MULTISTRATUM[®] FLEXIBLE


Mit natürlichem Farbverlauf

FLEXIBLER HOCHLEISTUNGSKUNSTSTOFF MIT NATÜRLICHEM FARBVERLAUF

Flexibilität, einfache Bearbeitung, hohe Materialgüte, gute Langzeitstabilität, geringe Plaqueanfälligkeit sowie eine schöne Ästhetik zeichnen den Hochleistungskunststoff Multistratum® Flexible aus. Ohne Restmonomere und mit einer Mundbeständigkeit von bis zu 10 Jahren gilt der Werkstoff zudem als gesundheitsverträglich.

Die sehr hohe Flexibilität des Materials reduziert die Bruchgefahr maximal und führt zu sehr guten Eigenschaften für jegliche Art von Kunststoffrestauration. Der fließende Farbverlauf imitiert die natürliche Farbgebung vom Dentin bis zum Schmelz und lässt sowohl Einzelkronen als auch 14-gliedrige Brücken sehr gut wirken. Der Kunststoff wurde speziell für die Herstellung vollanatomischer Restaurationen entwickelt und kann auf Wunsch durch Malfarben weiter individualisiert werden. Durch seine Ästhetik und die Elastizität ist der Werkstoff vielseitig einsetzbar (z. B. für Langzeitprovisorien) und eignet sich ideal zur Herstellung von Prototypen.







MULTISTRATUM® FLEXIBLE

- besonders flexibel, Bruchgefahr maximal reduziert
- hohe Langzeitstabilität
- sehr gute Bearbeitungseigenschaften
- gesundheitsverträglich, ohne Restmonomere
- schöne Ästhetik durch vielschichtigen Farbverlauf vom Dentin bis zum Schmelz
- ideal für Langzeitprovisorien und die Herstellung von Prototypen geeignet
- Mundbeständigkeit von bis zu 10 Jahren

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

GINGIVA-COMPOSITES

- Zur Verblendung von Kunststoffgerüsten
- Ermöglichen die individuelle Gestaltung des Gingivaanteils
- Die angebotenen Farben wurden den ICE Zirkon Keramik Tissue Farben (hell bis dunkel) nachempfunden. Auf diese Weise erhalten Zahnarzt und Patient bereits durch das Provisorium einen unmittelbaren ästhetischen Eindruck der finalen Restauration.
- Besonders für Langzeitprovisorien geeignet



WEAB5361DE#