

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*




**100% ZIRCONIA PRETTAU**

*„Con perseverancia a la perfección“ Enrico Steger*

## *Zirconia Prettau*

Para realizar este tratamiento completo nos decidimos por un puente cementado de zirconia Prettau en el maxilar superior. Los pilares se fresaron individualmente, se colorearon en dos colores y, para garantizar su estabilidad, fueron dotados con un conector de titanio. La región anterior del maxilar inferior se atornilló en la zona lingual. Con respecto al efecto estético, la pérdida ósea vertical se estratificó con cerámica Tissue de los colores de la encía.

Los dientes son de 100% zirconia Prettau.



## *El Prettau Bridge*

Dr. Ghadeer Thalji - University of North Carolina, Departamento de Prostodoncia

Georg Walcher - Centro de Formación Zirkonzahn



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN World Wide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona  
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com*



*Fresado con el sistema de fresado de Zirkonzahn*



WEAA5616=