

Zirkonzahn[®]


Human Zirconium Technology




NUEVO



PROVISIONAL DE CASCARÓN

Módulo de software CAD/CAM










MÓDULO DE SOFTWARE CAD/CAM PROVISIONAL DE CASCARÓN

Módulo para la elaboración de provisionales individuales con la técnica de “cascarón de huevo”, para usar como restauración estética e inmediata para el paciente:

- *Módulo para la elaboración de provisionales individuales con la técnica de cascarón de huevo*
- *Posibilidad de importación de datos de escaneo intraoral*
- *Parámetros ajustables: tipo y profundidad de la preparación, así como espesor de las paredes*
- *Estructura finísima (0,3 mm) y muy buena adaptación*
- *Restauraciones inmediatas, personalizadas y estéticas para el paciente*

Código del Artículo: SY0540



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide - José Luis Ayuso - C/Isaac Albéniz, 1 - 08210 Barberà del Vallès - Barcelona
Teléfono: +34 937 290390 - Fax: +34 937 290450 - Email: iberica@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



WEAA5694=