


Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



EL ARTE DE LA COLORACIÓN DE LA ZIRCONIA

Colour Liquid para sus obras maestras de Zirconia Prettau®



PUENTES PRETTAU®

INFILTRADOS CON LOS COLOUR LIQUID USANDO UNA TÉCNICA ESPECIAL DE ZIRKONZAHN

Los Colour Liquid de Zirkonzahn son hechos a base de agua, libres de ácido, con pigmentos de coloración calcinables al 100%.

Se caracterizan por su biocompatibilidad y sirven como marcador, ya que permiten orientarse al momento de trabajar, logrando una caracterización precisa e individual distribuyendo las sombras y la graduación del color.

Al sinterizar las estructuras en el horno de sinterización Zirkonofen 700, los bio pigmentos se fijan en la estructura, obteniendo así el color dental deseado.

El trabajo se estratifica con cerámica ICE Zirkon Keramik, se caracteriza con los ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger y al final se glasea obteniendo este resultado:



Zirkonzahn®



CURSO: PRETTAU® BRIDGE AESTHETICS B

La estética perfecta de los dientes anteriores en zirconia prettau® con estratificación de la encía

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web



FRESADO CON EL
SISTEMA CAD/CAM M1
WET HEAVY METAL



WEAA5698=

Todas las informaciones son sin garantía y están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 23/02/2018