

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]

ABBIAMO APPRESO QUALCOSA IN PIÙ

PRETTAU® ANTERIOR®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Nuova zirconia** – trasparente quanto il disilicato di litio
- Particolarmente indicata per i denti del settore anteriore
- Resistenza alla flessione: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- Per corone individuali, inlay, onlay, faccette, ponti di 3 elementi (completamente anatomici o ridotti)
- Completamente biocompatibile
- Blocchi disponibili in altezze diverse
- Temperatura di sinterizzazione: 1500 °C
- Caratterizzabile con Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, ceramica ICE Zirkon Keramik, colori di pittura ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® fresata

Prettau® Anterior® colorata con i Colour Liquid Pre



Prettau® Anterior® sinterizzata e caratterizzata con i colori di pittura ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger



Prettau® Anterior® Aquarell

Prettau® Anterior® sinterizzata

Zirkonzahn®

**NOVITÀ
EVENTI
CONFERENZE**

.....
WWW.ZIRKONZAHN.COM



L'estetica perfetta del settore anteriore con Prettau® Anterior®

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5877=

Tutti i dati sono soggetti a modifiche. Salvo errori ed omissioni. Versione: 09/11/2015