

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology




NEAT*

Wykorzystanie systemu CAD/CAM do wykonania stałej i ruchomej rekonstrukcji uzębienia z cyrkonu Prettau®

Sześćdziesięcio ośmio letni pacjent nie był zadowolony ze swojej estetyki uzębienia. Naszym wyzwaniem było zrekonstruowanie pełnego uzębienia szczęki i żuchwy bez konieczności zabiegów ortodontycznych i przy minimalnej ingerencji chirurgicznej. W celu ukrycia niewłaściwych pozycji zębów własnych i przywrócenia estetyki, proporcji i właściwych kątów nachylenia koron, odbudowa została zaplanowana wraz z różowym dziąsłem z ceramiki.

Konwencjonalny Projekt został przetworzony przez system CAD/CAM w akrylowe prowizorium. Po klinicznym dopasowaniu i okresie próbnym w jamie ustnej, dopasowane już prowizorium zostało skopiowane w drodze podwójnego skanowania i wykonane z cyrkonu jako górne uzupełnienie stałe i dolne ruchome na teleskopach.



Most Prettau®

Dr. Nico Bühler

Mauricio Cuéllar de la Torre – Centrum Szkoleniowe Zirkonzahn



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Polska – Białystok – T + 48 501 603 603 – biuro@zirkonzahn.com.pl – www.zirkonzahn.com.pl

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Frezowano przy użyciu Zirkonzahn CAD/CAM System 5-TEC