

PARA OS CLIENTES QUE TU APREÇAS.

PRETTAU®

A MAIS CARA

ZIRCONIA PRETTAU® PRODUZIDO COM ORGULHO

Sem zirconia não haveria Zirkonzahn. Completamente convencido das características base deste material, resolvi conseguir o melhor deste material para nós, técnicos de prótese dentária. Para isso foi necessário muito mais do que inicialmente previsto: matéria prima de qualidade, processos limpos e caros de produção, esquemas de cores, ferramentas de produção, estratégias de fresagem, primeiro manuais e agora digitais, fornos de sinterização e sempre novas soluções. Mas nós não desistimos, estudamos tudo até ao mais pequeno detalhe e montamos, peça a peça, o puzzle para a nossa zirconia Prettau®. Prettau®: um nome intimamente ligado à minha terra natal no Sul do Tirol. Um dever e uma promessa simultaneamente. Agora seguimos persistentemente o caminho do nosso Prettau® rumo ao design monolítico. A zirconia é e será a nossa paixão e o nosso orgulho.

*Confia em nós!
Seu Enrico Steger*

Dispersive®: esta zirconia é infiltrada, de forma dispersa e delicada, com um gradiente de cor natural, durante o processo de produção. Após o processo de sinterização surge assim uma transição suave e uniforme no gradiente de cor, o qual pode ser acentuado manualmente.



PRETTAU®

Translucidez
★★★★☆

Resistência à flexão
★★★★★
(até arcada completa)

Sem gradiente de cor
Infiltração individualizada com Colour Liquids



Temperatura de sinterização
1600 °C

O design monolítico na região
posterior é possível



PRETTAU®
2

Translucidez
★★★★☆

Resistência à flexão
★★★★★
(até arcada completa)

Sem gradiente de cor
Infiltração individualizada com Colour Liquids



Temperatura de sinterização
1600 °C

O design monolítico nas regiões
anterior e posterior é possível



PRETTAU®
2
DISPERSIVE®

Translucidez
★★★★☆☆

Resistência à flexão
★★★★★★
(até arcada completa)

Com gradiente de cor natural
Opcional: acentuação com Colour Liquid Intensiv



Temperatura de sinterização
1600 °C

O design monolítico nas regiões anterior e posterior é possível



PRETTAU®
4
ANTERIOR®

Translucidez
★★★★★★

Resistência à flexão
★★★★☆☆
(até pontes de três elementos)

Sem gradiente de cor
Infiltração individualizada com Colour Liquids



Temperatura de sinterização
1500 °C

O design monolítico nas regiões anterior e posterior é possível



PRETTAU®
4
ANTERIOR® DISPERSIVE®

Translucidez
★★★★★★

Resistência à flexão
★★★★☆☆
(até pontes de três elementos)

Com gradiente de cor natural
Opcional: acentuação com Colour Liquid Intensiv



Temperatura de sinterização
1500 °C

O design monolítico nas regiões anterior e posterior é possível

Zirkonzahn®



PRETTAU® 2 DISPERSIVE® PRODUZIDO DE FORMA MONOLÍTICA (13-23)

TPD Samuele Zanini – Zirkonzahn Education Center Brunico

Sujeito a alterações técnicas; não nos responsabilizamos pela exactidão das informações. Versão: 17/12/2018



WEAB5367PT

*Zirkonzahn Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt
Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*