

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



ZIRCONIA PRETTAU

Zirconia Prettau

As pontes Prettau podem também ser modeladas com anatomia parcial: o que normalmente é estratificado em dentina, pode ser fresado em zirconia Prettau. Esta possibilidade tem a vantagem de só ser necessária uma fina camada de esmalte. Este método permite poupar tempo, aumentar a solidez da ponte e evita o “chipping”.

A ponte é pigmentada antes de sinterizada com os líquidos de coloração. Uma vez sinterizada é aplicada uma fina capa de esmalte com cerca de 0,3 – 0,5 mm. Neste processo deve-se cobrir totalmente a ponte de modo a obter um efeito de profundidade.

Graças á excelente translucidez da zirconia Prettau, obtemos o mesmo resultado como se a estrutura tivesse sido totalmente estratificada com dentina e esmalte.



Zirconia Prettau

Aldo Zilio, Itália



Estrutura feita 100% em zirconia Prettau



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - zirkonzahnportugal@clix.pt
ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn