

# Zirkonzahn<sup>®</sup>

*Human Zirconium Technology*



**ALL ZIRCONIA**

## *Divide e vencerás !*

Nem sempre é possível colocar os implantes em situação ideal relativamente aos aspectos estéticos e desejo do paciente; neste casos podemos considerar a realização de uma estrutura primária que corrija a situação.

Neste caso que apresentamos, realizámos uma estrutura em zircónia com preparações para receber coroas individuais e assim as posições dentárias não dependem das posições dos implantes.

Outra importante vantagem é que se posteriormente necessitamos de realizar alguma alteração nun “dente” só teremos que trabalhar com uma coroa e não com toda a reabilitação.



*“Alcançaremos o sucesso convertendo cada passo numa meta e cada meta num passo” (C.C. Cortez)*

Xavier Balmes, Espanha



# Zirkonzahn®



## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal - Luis Macieira - Tel +351 217 58 62 69 - [zirkonzahnportugal@clix.pt](mailto:zirkonzahnportugal@clix.pt)

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - [info@zirkonzahn.com](mailto:info@zirkonzahn.com) - [www.zirkonzahn.com](http://www.zirkonzahn.com)



*Fresado com o sistema de fresagem Zirkonzahn*



WEAA5907=