

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] ANTERIOR[®]



Zirkonzahn®



*Estruturas completamente anatômicas feitas com Prettau® Anterior®
sinterizadas e confeccionadas com Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



PRETTAU® ANTERIOR®

Prettau® Anterior® é um novo material de zirconia de alta biocompatibilidade, que graças as suas excelentes propriedades estéticas e alta transparência, foi desenvolvido especialmente para restaurações de dentes anteriores. É também adequado para dentes posteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- *Maior transparência devido a microestruturas otimizadas de óxido de zirconio*
- *Mais resistente que o dissilicato de lítio: 670 MPa (Certificado pela Escola de Medicina dentária, Universidade da Pensilvânia)*
- *Fresado a seco com as fresas convencionais para zirconia*
- *Menor tempo de sinterização por sua temperatura final de 1500 °C*
- *Personalizável graças a uma ampla gama de produtos:
Colour liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Cerâmica ICE Zirkon Keramik,
Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*

INDICAÇÕES:

- *Coroas individuais, inlays, onlays, veneers e pontes max. 3 elementos*
- *Restaurações completamente anatômicas, também para estratificação com cerâmica*



Zirkonzahn®

**EVENTOS E
CONFERÊNCIAS**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



A estética perfeita para dentes anteriores com Prettau® Anterior® sinterizada e confeccionada com Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5975=

Sujeito a alterações técnicas; não nos responsabilizamos pela exactidão das informações. Versão: 09/11/2015